

Controladores de pipetagem

Os auxiliares de pipetagem BRAND são de alta qualidade devido ao design ergonômico, manuseio sem esforço, peso reduzido e confiabilidade:

- *accu-jet® pro*
- macro
- micro
- micro-classic

Controle excepcional, ergonomia e facilidade de manuseio.



Olhando de perto...

**Dados técnicos**

- Peso: 190 g
- Temperatura de trabalho e recarga: de +10 °C a + 35 °C
- Velocidade de pipetagem: 50 ml em menos de 10 segundos
- Para pipetas de vidro e plástico de 0,1 a 200 ml
- Aprox. 8 horas de pipetagem contínua com uma pipeta de 10 ml, sem necessidade de recarga
- Bateria: NiMH de 2,4 V e 700 mAh

Aplicações e manuseio

Confortável

Sua empunhadura ergonômica e seu baixo peso uniformemente dividido (190 g) permitem a pipetagem de longas séries de maneira cômoda e sem esforços.

Preciso

Com o uso de somente dois botões, você ajusta com precisão e confiabilidade a velocidade de pipetagem do instrumento. É possível também alterar a velocidade máxima do motor, a fim de melhorar a precisão e controle com pipetas de baixo volume.

Potente e silencioso

Trabalhando na velocidade máxima do motor, uma pipeta de 50 ml é preenchida em menos de 10 segundos! O motor e a bomba trabalham de maneira silenciosa e com baixíssima vibração. Quanto mais você usá-lo, mais irá admirar seu desempenho!

Você sempre contará com energia suficiente

Sem preocupações! Com o auxiliar de pipetagem accu-jet® pro, você não fica sem bateria no meio de uma sessão de pipetagem. Um LED indicativo de que a bateria está fraca acende com duas horas de antecedência.



■ **Manuseio com apenas uma mão**
 Várias ações com uma única mão: selecione o modo de dispensação (por gravidade/blow-out), ajuste a velocidade do motor, use o botão de pressão para obter maior controle da velocidade de dispensação e aspiração.

■ **Técnica de recarga**
 O recarregador inteligente de baterias evita uma sobrecarga da bateria de NiMH e combate eficazmente o efeito Lazy battery (redução do tempo de funcionamento devido ao recarregamento antecipado da bateria). Um LED indicativo avisa quando a bateria precisa ser recarregada, sendo que o tempo de recarga é de 4 horas. O controlador de pipetagem está sempre pronto para uso, pois pode ser utilizado mesmo enquanto está sendo recarregado.

■ **Não ocupa espaço**
 Mantenha seu instrumento sempre à mão, de cabeça para baixo sobre a bancada ou, para economizar espaço, fixo no suporte de parede.

■ **Quatro cores**
 São quatro cores a sua disposição para individualizar seu auxiliar de pipetagem accu-jet® pro.



Informações técnicas

accu-jet® pro

Itens de série:

Auxiliar de pipetagem, conjunto de baterias de níquel metal híbrido, 2 tampas de compartimento de bateria, suporte de parede, adaptador AC, 2 filtros membrana para reposição de 0,2 µm, estéreis.

cor accu-jet® pro	azul escuro ref.	magenta ref.	verde ref.	azul royal ref.	
com adaptador AC para					
Europa (continental)	230 V/50 Hz	263 00	263 01	263 02	263 03
Reino Unido/Irlanda	230 V/50 Hz	263 10	263 11	263 12	263 13
E.U.A.	120 V/60 Hz	263 30	263 31	263 32	263 33
Austrália	230 V/50 Hz	263 20	263 21	263 22	263 23
Japão	100 V/50 Hz	263 40	263 41	263 42	263 43
sem adaptador AC					
		263 04	-	-	-



Peças para reposição

(Outras peças de reposição e acessórios podem ser encontrados no manual de uso.)

descrição	ref.
Filtro membrana 0,2 µm, estéril	265 30
Adaptador (silicone) com válvula anti-retorno	265 08
Conjunto de baterias de Níquel-Metal híbrido	266 30