

Acessórios e Peças de Reposição

(Outras peças de reposição e acessórios podem ser encontrados no manual de uso.)

Tubo de dosificação com válvula integrada

Embalagem com 1 unidade.



descrição	volume nominal, ml	formato da ponta	comp. mm	ref.
■ para Dispensette® III	0,5, 1, 2, 5, 10	ponta fina	90	7079 15
	5, 10	standard	90	7079 16
	25, 50, 100	standard	120	7079 17
	25, 50, 100	ponta fina	120	7079 18
■ para Dispensette® Organic	0,5, 1, 2, 5, 10	ponta fina	90	7079 35
	5, 10	standard	90	7079 36
	25, 50, 100	standard	120	7079 37
	25, 50, 100	ponta fina	120	7079 38
■ para Dispensette® HF	10	standard	90	7079 19

Adaptadores para frascos

Para Dispensette®, Titrette®, scripettor® e QuikSip™.

Em PP ou ETFE. Os adaptadores de ETFE oferecem resistência química mais elevada.

Embalagem com 1 unidade.



rosca exterior	para rosca de frasco/junta esmerilhada	material	ref.
GL 32	GL 22	PP	7043 22
GL 32	GL 25	PP	7043 25
GL 32	GL 28	PP	7043 28
GL 32	GL 30	PP	7043 30
GL 32	GL 45	PP	7043 45
GL 45	GL 32	PP	7043 96
GL 45	GL 35	PP	7044 31
GL 45	GL 38	PP	7043 97
GL 45	S* 40	PP	7043 43
S* 40	S* 60	PE	7043 48
GL 32	GL 25	ETFE	7043 75
GL 32	GL 28	ETFE	7043 78
GL 32	GL 30	ETFE	7043 80
GL 32	GL 45	ETFE	7043 95
GL 45	GL 32	ETFE	7043 98
GL 45	GL 38	ETFE	7043 99
GL 45	S* 40	PTFE	7043 91
GL 32	NS 19/26	PP	7044 19
GL 32	NS 24/29	PP	7044 24
GL 32	NS 29/32	PP	7044 29

* rosca dentada

Válvulas de purga SafetyPrime™

Embalagem com 1 unidade.



descrição	ref.
■ para Dispensette® III 1-100 ml	7060 80
■ para Dispensette® III 0,5 ml	7060 81
■ para Dispensette® Organic	7060 90
■ para Dispensette® HF	7060 85

Tubo de dosificação com conector Luer-Lock para microfiltro

FEP/PP.

Embalagem com 1 unidade.

ref. 7079 28*

* Não é apropriada para HF e Peróxido.



Veja **frascos com rosca**, com ou sem recobrimento de segurança, na página 249.



Tubos telescópicos de aspiração

Em FEP. Ajustam-se a vários tamanhos de frascos. Embalagem com 1 unidade.



volume nominal ml	Ø exterior mm	comprimento mm	ref.
0,5, 1, 2, 5, 10	6	70-140	7042 02
		125-240	7042 03
		195-350	7042 08
		250-480	7042 01
25, 50, 100	7,6	170-330	7042 04
		250-480	7042 05

Tubo flexível de dosificação

PTFE, espiralado, comp. de aprox. 800 mm, com dispositivo de segurança. Embalagem com 1 unidade.



volume nominal ml	tubo de dosificação		ref.
	Ø ext. mm	Ø int. mm	
1, 2, 5, 10	3	2	7079 25*
25, 50, 100	4,5	3	7079 26*

* Não é apropriado para HF e Peróxido.

Válvula de aspiração com junta

Embalagem com 1 unidade.



descrição	volume nominal ml	ref.
para Dispensette® III, Dispensette® Organic	0,5, 1, 2, 5, 10	6697
para Dispensette® III, Dispensette® Organic	25, 50, 100	6698
para Dispensette® HF	10	6699

Válvula de aspiração com oliva

Para esterilizações frequentes em autoclave, feitas com o tubo de aspiração, recomendamos usar a válvula de aspiração com oliva. Embalagem com 1 unidade.



descrição	volume nominal ml	ref.
para Dispensette® III, Dispensette® Organic	0,5, 1, 2, 5, 10	6637
para Dispensette® III, Dispensette® Organic	25, 50, 100	6638

* Oliva em PEEK: Observar a limitada resistência química do PEEK!

Juntas

PTFE. Juntas sobressalentes para tubo de dosificação, válvula de aspiração e válvula SafetyPrime™. Embalagem com 5 unidades de cada.



ref.	6696
------	------

Sistema de fechamento Dispensette®

Para reagentes sensíveis (tampa de aeração e fechamento em PP com conexão Luer-Lock e junta em PTFE). Embalagem com 1 unidade.



ref.	7044 86
------	---------

Tampa de aeração para microfiltro com conexão Luer-Lock

Em PP. Tampa de aeração e junta em PTFE. Embalagem com 1 unidade.



ref.	7044 95
------	---------

Tubo de secagem

Tubo de secagem e junta, sem agente secante. Embalagem com 1 unidade.



ref.	7079 30
------	---------