

Facilite
seu trabalho!

Verificou suas pipetas hoje?

Transferpette® S - pipetas mono e multicanal

As pipetas manuais ideais para trabalhos laboratoriais de alta exigência!

- Manuseio realmente com apenas uma mão
- Indicação de volume de 4 dígitos, sempre claramente visíveis!
- Fácil ajuste sem auxílio de ferramentas
- Totalmente esterilizável em autoclave a 121 °C
- Pipetas monocal de 0,1 µl a 10 ml, pipetas multicanal de 0,5 µl a 300 µl



PLT unit - Pipette Leak Testing Unit



As causas mais frequentes para erros de volume de pipetas de deslocamento de ar são os vazamentos. Estes originam-se devido a danos nas vedações, nos pistões ou nos cones de acoplamento da ponteira.

A PLT unit BRAND detecta os menores vazamentos em segundos!

- Para verificação diária de pipetas nos períodos entre as calibrações, de acordo com o monitoramento dos instrumentos de medição
- Para pipetas monocal e multicanal
- Os valores limite já estão pré-estabelecidos para volumes de 1 µl até 10 ml
- Verificação com e sem ponteira, dinâmica ou estática

Mais informações no site
www.brand.de

